

Anticorpo Policlonale Anti-Lrrfip2 Per Wb, If/Icc, Elisa - Q9Y608

Numero articolo: CM0019087

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio LRRFIP2 validato per WB, IF/ICC e ELISA. Reagisce con essere umano, topo e ratto. Ideale per la ricerca sulla segnalazione Wnt e sulla segnalazione TLR.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	LRRFIP2 Rabbit pAb
Annotazioni/Alias	HUFI-2; LRRFIP2
Specie	Umana
GeneID (Umana)	9209
GeneID	9209
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 150-340 della proteina LRRFIP2 umana (NP_060194.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività incrociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	Q9Y608
Peso proteico	82kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio