


Anticorpo Policlonale Anti-Lrrk1 Per Wb, Elisa - Q38Sd2

Numero articolo: CM0024055



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro LRRK1 umano per WB ed ELISA. LRRK1 fosforila RAB7A, regolando il traffico intracellulare e la maturazione degli osteoclasti, con implicazioni nella ricerca sul metabolismo osseo. Validato su campioni umani.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	LRRK1 Rabbit pAb
Note/Alias	OSMD; RIPK6; Roco1; LRRK1
Specie	Umano
GeneID (Umano)	79705
GeneID	79705
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 10-90 di LRRK1 umano (NP_078928.3)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano
SWISS	Q38SD2
Peso proteico	225kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio