


Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Lrrk1 Per Wb E Elisa - Q38Sd2

Numero articolo: CM0023157



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che bersaglia LRRK1 umana (Leucine-rich repeat serine/threonine-protein kinase 1), convalidato per Western blot e ELISA. Adatto per studi sul traffico intracellulare e la regolazione degli osteoclasti. Peso molecolare previsto 225 kDa.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	LRRK1 Rabbit pAb
Annotazioni/Alias	OSMD, RIPK6, Roco1, LRRK1
Specie	Uomo
ID gene (Uomo)	79705
ID gene	79705
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 10-90 di LRRK1 umana (NP_078928.3)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo
SWISS	Q38SD2
Peso proteico	225kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio