

Anticorpo Policlonale Anti-Lrrk2 Per Wb, Ihc-P, Elisa - Q5S007

Numero articolo: CM0013080



introduzione

Questo anticorpo policlonale LRRK2 (Cat. N. A0859) è prodotto in coniglio contro una proteina ricombinante contenente gli amminoacidi 750-910 del LRRK2 umano. Validato per WB, IHC-P ed ELISA, riconosce il LRRK2 umano, murino e ratto (~286 kDa). Adatto per ricerche sull'autofagia, la neurodegenerazione e il morbo di Parkinson.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	LRRK2 Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	PARK8; RIPK7; ROCO2; AURA17; DARDARIN; LRRK2
Specie	Umano
Gene ID	120892
Immunogeno	Proteina ricombinante: Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 750-910 del LRRK2 umano (NP_940980.3)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Mouse, Ratto
SWISS	Q5S007
Peso Proteico	286kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio