

Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Lrrk2 Per Wb, Elisa - Q5S007

Numero articolo: CM0006895



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio anti-LRRK2 di alta qualità validato per WB e ELISA. Prende di mira la LRRK2 umana (PARK8, Dardarina), una chinasi chiave nella malattia di Parkinson, nell'autofagia e nella funzione neuronale. Ideale per IVD e ricerca.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	LRRK2 Rabbit mAb
Annotazioni/Alias	PARK8; RIPK7; ROCO2; AURA17; DARDARIN; LRRK2
Specie	Umana
GeneID (Umana)	120892
GeneID	120892
Immunogeno	Proteina ricombinante; proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 100-340 della LRRK2 umana (NP_940980.4)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umana
SWISS	Q5S007
Peso proteico	286 kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio