

Anticorpo Policlonale Rabbit Anti-Lrrk2 Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q5S007

Numero articolo: CM0022675



introduzione

Anticorpo policlonale rabbit anti-LRRK2 validato per WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA; reagisce con Uomo, Topo, Ratto; riconosce la leucina-ripetuta serina/treonina proteina chinasi 2 (LRRK2), un regolatore chiave della plasticità neuronale e dell'autofagia. Ideale per la ricerca sulla malattia di Parkinson.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	LRRK2 Rabbit pAb
Note/Alias	PARK8; RIPK7; ROCO2; AURA17; DARDARIN; LRRK2
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	120892
GeneID	120892
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 750-910 della LRRK2 umana (NP_940980.3)
Origine	Rabbit
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	Q5S007
Peso proteico	286kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio