

Anticorpo Policlonale Anti-Lrsam1 Per Wb Ed Elisa - Q6Uwe0

Numero articolo: CM0025361

introduzione

Anticorpo Policlonale di Coniglio LRSAM1, validato per Western blot ed ELISA. Rileva LRSAM1 (ligasi E3 dell'ubiquitina coinvolta nell'autofagia e nella neurodegenerazione) in campioni umani, di topo e di ratto. Ideale per la ricerca sulla malattia di Charcot-Marie-Tooth.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	LRSAM1 Rabbit pAb
Note/Alias	TAL; CMT2P; RIFLE; LRSAM1
Specie	Umano
GeneID (Umano)	90678
GeneID	90678
Immunogeno	Proteina ricombinante
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q6UWE0
Peso Proteico	84kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio