

Anticorpo Policlonale Anti-Lrwd1 Per Wb, Elisa - Q9Ufc0

Numero articolo: CM0020521

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio anti-LRWD1 validato per WB ed ELISA in campioni umani, murini e di ratto. Target: proteina 1 contenente ripetizioni ricche di leucina e ripetizioni WD (CENP-33/ORCA), coinvolta nella replicazione del DNA e nell'organizzazione della cromatina.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	Lrwd1 pAb di coniglio
Note/Alias	ORCA; CENP-33; Lrwd1
Specie	Umana
ID del gene (umano)	222229
ID del gene	222229
Immunogeno	Peptide sintetico Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 250-350 di Lrwd1 umano (NP_690852.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, topo, ratto
SWISS	Q9UFC0
Peso della proteina	71 kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio