


Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Lsh/Hells Per Wb, If, Ihc, Elisa - Q9Nrz9

Numero articolo: CM0007580



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio contro Lsh/HELLS umano (Q9NRZ9), validato per WB, IF, IHC e ELISA. Reagisce in modo crociato con topo e ratto. Adatto per la ricerca sul rimodellamento della cromatina e la metilazione del DNA.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	Lsh/HELLS Rabbit mAb
Note/Alias	LSH; ICF4; PASG; SMARCA6; Nbla10143; Lsh/HELLS
Specie	Uomo
ID gene (Uomo)	3070
ID gene	3070
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 614-838 di Lsh/HELLS umano (NP_060533.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	Q9NRZ9
Peso proteico	97kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio