

Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Lsm1 Per Wb, If/Icc, Elisa - O15116

Numero articolo: CM0017413

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che bersaglia LSM1 umano (SWISS O15116). Validato per Western blot, IF/ICC e ELISA. Reagisce in modo crociato con uomo e topo. Utile per lo studio della degradazione degli mRNA e del processamento dell'mRNA istonico.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	LSM1 Rabbit pAb
Note/Alias	CASM; YJL124C; LSM1
Specie	Uomo
ID gene (Uomo)	27257
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-133 di LSM1 umano (NP_055277.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo
SWISS	O15116
Peso proteico	15kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio