

Anticorpo Policlonale Anti-Lsm11 Per Wb, Elisa - P83369

Numero articolo: CM0030096



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro LSM11 umano, un componente chiave del complesso U7 snRNP coinvolto nella elaborazione dell'mRNA delle istone. Validato per WB ed ELISA, reazione crociata con umano e ratto. Ideale per studi sul ciclo cellulare e sull'elaborazione dell'RNA.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	LSM11 Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	AGS8; LSM11
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	134353
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 131-360 di LSM11 umano (NP_775762.1)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, Ratto
SWISS	P83369
Peso proteico	40kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio