

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Lsm12 Per Wb, Elisa - Q3Mhd2

Numero articolo: CM0022100

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro LSM12 umano, validato per WB ed ELISA. Reagisce in modo crociato con il topo. Adatto per la ricerca sulla segnalazione del Ca²⁺ mediata da NAADP. Peso proteico 22kDa.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Specifica
Nome del Prodotto	LSM12 Rabbit pAb
Note/Alias	PNAS-135; LSM12
Specie	Umano
GenelD (Umano)	124801
GenelD	124801
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-195 di LSM12 umano (NP_689557.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Topo
SWISS	Q3MHD2
Peso Proteico	22kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio