

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Lsm14A Per Wb, If/Icc, Elisa - Q8Nd56

Numero articolo: CM0019584



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro LSM14A umano (RAP55), validato per WB, IF/ICC ed ELISA. Reagisce anche con topo e ratto. Strumento chiave per lo studio dei P-body, della repressione traduzionale e della regolazione del fuso mitotico.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	LSM14A pAb di coniglio
Note/alias	RAP55; FAM61A; RAP55A; C19orf13; LSM14A
Specie	Umano
GeneID (umano)	26065
GeneID	26065
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 1-100 di LSM14A umano (NP_001107565.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umano, topo, ratto
SWISS	Q8ND56
Peso molecolare	51 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante