


Anticorpo Policlonale Anti-Lsm2 Per Wb, Elisa - Q9Y333

Numero articolo: CM0027575



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che bersaglia LSM2 umano, validato per WB e ELISA. Rileva una proteina di 11 kDa, con reattività confermata in campioni umani. Ottimizzato per applicazioni di ricerca sullo splicing del pre-mRNA e sullo spliceosoma.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	LSM2 Rabbit pAb
Annotazioni/Alias	G7B; snRNP; C6orf28; YBL026W; LSM2
Specie	Umana
GeneID (Umana)	57819
GeneID	57819
Immunogeno	Proteina ricombinante
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività incrociata	Umana
SWISS	Q9Y333
Peso proteico	11kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio