


## Anticorpo Policlonale Anti-Lsm3 Coniglio Per Wb, Elisa - P62310

Numero articolo: CM0016192



### introduzione

Anticorpo policlonale LSM3 coniglio validato per applicazioni Western blot (WB) ed ELISA, rilevante per la proteina Sm-like associata all'U6 snRNA umana e murina LSM3, un componente del spliceosoma.

[Ulteriori informazioni](#)

| Parametro           | Valore                                                                                                                      |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome del prodotto   | LSM3 pAb coniglio                                                                                                           |
| Osservazioni/Alias  | SMX4; USS2; YLR438C; LSM3                                                                                                   |
| Specie              | Umano                                                                                                                       |
| Gene ID (Umano)     | 27258                                                                                                                       |
| Gene ID             | 27258                                                                                                                       |
| Immunogeno          | Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-102 di LSM3 umano (NP_055278.1). |
| Fonte               | Coniglio                                                                                                                    |
| Categoria           | Anticorpi policlonali                                                                                                       |
| Applicazione        | WB, ELISA                                                                                                                   |
| Reattività crociata | Umano, Mouse                                                                                                                |
| SWISS               | P62310                                                                                                                      |
| Peso proteico       | 12kDa                                                                                                                       |
| Spedizione          | Borsa del ghiaccio                                                                                                          |