

Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Lsp1 Per Wb, If/Icc, If-P, Elisa - P33241

Numero articolo: CM0005927



introduzione

LSP1 mAb Coniglio (P33241) validato per WB, IF/ICC, IF-P, ELISA su umano, topo, ratto. Specifico per la proteina 1 specifica dei linfociti, ideale per la ricerca sull'attivazione dei neutrofili e la chemiotassi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	LSP1 mAb Coniglio
Note/Alias	WP34; pp52; LSP1
Specie	Umano
GenelD	4046
Immunogeno	Peptide Sintetico
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IF/ICC, IF-P, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P33241
Peso Proteico	37kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio