

Anticorpo Policlonale Anti-Lsp1 Di Coniglio Per Wb, Ihc-P, Elisa - P33241

Numero articolo: CM0029547



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro LSP1 umano, validato per WB, IHC-P ed ELISA. Reagisce incrociato con umano e topo. Utile per studiare l'attivazione dei neutrofili e la chemiotassi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	LSP1 Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	WP34; pp52; LSP1
Specie	Umano
GeneID (umano)	4046
GeneID	4046
Immunogeno	Proteina ricombinante (Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 1-339 di LSP1 umano (NP_002330.1))
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Umano, Mouse
SWISS	P33241
Peso proteico	37kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio