

Anticorpo Policlonale Anti-Lsr Per Wb Ed Elisa - Q86X29

Numero articolo: CM0029455

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro LSR umano (recettore delle lipoproteine stimolato dalla lipolisi), validato per WB ed ELISA, reagisce in modo crociato con topo e ratto. Adatto per studi sul clearance delle lipoproteine e sulla biologia delle giunzioni strette.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	LSR Rabbit pAb
Note/Alias	ILDR3; LISCH7; LSR
Specie	Umano
GeneID (Umano)	51599
GeneID	51599
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 50-240 di LSR umano (NP_057009.3).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q86X29
Peso Proteico	71kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio