


Anticorpo Policlonale Anti-Lss Di Coniglio Per Wb Ed Elisa - P48449

Numero articolo: CM0025704



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che mira all'LSS umano, l'enzima chiave nella biosintesi del colesterolo, validato per WB ed ELISA, reagisce in modo incrociato con il topo. Ideale per la ricerca sulla sintesi del lanosterolo.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	LSS Rabbit pAb
Note/Alias	OSC, APMR4, HYPT14, CTRCT44, LSS
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	4047
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-300 dell'LSS umano (NP_002331.3).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo
SWISS	P48449
Peso Proteico	83kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio