


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Lta Per Wb, Ihc-P, Elisa - P01374

Numero articolo: CM0016616



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio di alta qualità contro LTA umano (Linfo-tossina-alfa), validato per WB, IHC-P ed ELISA. Reagisce con umano e topo. Ideale per la ricerca sulle citochine e sul fattore di necrosi tumorale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	LTA pAb coniglio
Osservazioni/Alias	LT; TNFB; TNFSF1; TNLG1E; LTA
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	4049
ID Gene	4049
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 35-205 di LTA umano (NP_000586.2).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Umano, Mouse
SWISS	P01374
Peso proteico	22kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio