


Anticorpo Monoclonale Anti-Lta4H Per Wb - P09960

Numero articolo: CM0009961



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio contro LTA4H umano (leukotriene A4 idrolasi) per WB, IF/ICC, ELISA. Reagisce in modo crociato con topo e ratto. Adatto per la ricerca sull'infiammazione e sui mediatori lipidici.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Specifica
Nome prodotto	LTA4H Rabbit mAb
Note/Alias	LTA4H; leukotriene A4 idrolasi
Specie	Umana
ID gene (Uomo)	4048
ID gene	4048
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 501-600 di LTA4H umano (P09960)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	P09960
Peso proteico	69kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio