


Anticorpo Policlonale Anti-Lta4H Per Wb Ed Elisa - P09960

Numero articolo: CM0020336



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro LTA4H umano, validato per WB ed ELISA. Reagisce anche con il topo. LTA4H è un enzima bifunzionale coinvolto nella biosintesi del leucotriene B4 e nella risoluzione dell'infiammazione. Ideale per la ricerca sulle malattie infiammatorie.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	LTA4H Rabbit pAb
Note/alias	LTA4H
Specie	Umano
GeneID (umano)	4048
GeneID	4048
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 312-611 di LTA4H umano (NP_000886.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, topo
SWISS	P09960
Peso della proteina	69 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante