


## Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Ltb4R Per Wb, Elisa - Q15722

Numero articolo: CM0013066



### introduzione

LTB4R Rabbit pAb è un anticorpo policlonale prodotto nel coniglio contro un peptide sintetico di LTB4R umano. Validato per WB ed ELISA, presenta reattività crociata con topo e ratto, consentendo ricerche sull'infiammazione e sulla risposta immunitaria.

[Ulteriori informazioni](#)

| Parametro           | Valore                                                                                                                |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome del prodotto   | LTB4R Rabbit pAb                                                                                                      |
| Osservazioni/Alias  | BLT1; BLTR; P2Y7; GPR16; LTBR1; P2RY7; CMKRL1; LTB4R1; LTB4R                                                          |
| Specie              | Umano                                                                                                                 |
| Gene ID             | 1241                                                                                                                  |
| Immunogeno          | Peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli aminoacidi 253-352 del LTB4R umano (NP_001137391.1) |
| Sorgente            | Coniglio                                                                                                              |
| Categoria           | Anticorpi policlonali                                                                                                 |
| Applicazione        | WB, ELISA                                                                                                             |
| Reattività crociata | Topo, Ratto                                                                                                           |
| SWISS               | Q15722                                                                                                                |
| Peso proteico       | 38kDa                                                                                                                 |
| Spedizione          | Borsa del ghiaccio                                                                                                    |