

Anticorpo Policlonale Anti-Ltbp3 Per Wb, Elisa - Q9Ns15

Numero articolo: CM0013133

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio Anti-LTBP3 per WB ed ELISA, reattivo con umano e ratto. LTBP3 è un regolatore chiave dell'attivazione del TGF-beta, associato alla matrice extracellulare. Ideale per la ricerca IVD e lo sviluppo di saggi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	LTBP3 Rabbit pAb
Note/Alias	DASS; LTBP2; LTBP-3; STHAG6; pp6425; GPHYSD3; LTBP3
Specie	Umano
GeneID (Umano)	4054
GeneID	4054
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1004-1303 di LTBP3 umano (NP_001123616.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Ratto
SWISS	Q9NS15
Peso Proteico	139kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio