

Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Ltbr Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P36941

Numero articolo: CM0029136



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio rivolto a LTBR/TNFRSF3 umano. Validato per WB, IHC-P, IF/ICC e ELISA; reagisce in modo incrociato con topo e ratto. Ideale per studi sull'apoptosi e la segnalazione di NF- κ B.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	LTBR Rabbit pAb
Note/Alias	TNFCR; TNFR3; D12S370; TNFR-RP; TNFRSF3; TNFR2-RP; LT-BETA-R; TNF-R-III; LTBR
Specie	Uomo
ID gene (Uomo)	4055
ID gene	4055
Immunogeno	Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli aminoacidi 336-435 di LTBR umano (NP_002333.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività incrociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	P36941
Peso proteico	47kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio