


Anticorpo Policlonale Anti-Ltf Di Coniglio Per Wb, Ihc-P, Elisa - P02788

Numero articolo: CM0017467



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio anti-LTF umano validato per WB, IHC-P ed ELISA. Reagisce in modo crociato con la lattotransferrina di topo e ratto (~78 kDa), una proteina chiave legante il ferro nell'immunità innata e nella ricerca diagnostica.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	LTF Rabbit pAb
Note/Alias	LF; HLF2; GIG12; HEL110; LTF
Specie	Umano
ID Gene	4057
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 21-352 di LTF umano (NP_002334.2)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P02788
Peso Molecolare Proteina	78kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio