

Anticorpo Policlonale Anti-Luc7L2 Per Wb, Elisa - Q9Y383

Numero articolo: CM0015559

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro LUC7L2, validato per WB ed ELISA. Mirante al LUC7L2 umano e murino, una proteina putativa di legame all'RNA localizzata negli speckles nucleari. Ideale per la ricerca sullo splicing e sull'espressione genica.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Specifiche
Nome Prodotto	LUC7L2 Rabbit pAb
Note/Alias	CGI-59; CGI-74; LUC7B2; LUC7L2
Specie	Umano
GeneID (umano)	51631
GeneID	51631
Immunogeno	Proteina ricombinante
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Mouse
SWISS	Q9Y383
Peso Proteico	47kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio