

Anticorpo Policlonale Anti-Orormone Luteinizzante Subunità Beta (Lhb) Per Wb, Ihc-P, Elisa - P01229

Numero articolo: CM0026537

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro LHB umano (subunità beta dell'ormone luteinizzante). Adatto per WB, IHC-P, ELISA; reagisce in modo crociato con topo e ratto. Ideale per studi di endocrinologia riproduttiva e di segnalazione ormonale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	LHB Rabbit pAb
Note/Alias	CGB4; HH23; LSH-B; LSH-beta; LHB
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	3972
ID Gene	3972
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 62-141 di LHB umano (NP_000885.1).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P01229
Peso Proteico	15kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio