

Anticorpo Policlonale Anti-Lutropina Subunità Beta (Lhb) Per Wb, Ihc-P, Elisa - P01229

Numero articolo: CM0018742

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro la subunità beta della lutropina umana (LHB) per WB, IHC-P ed ELISA. Validato su campioni umani; adatto per la ricerca in endocrinologia riproduttiva. Peso molecolare previsto ~15 kDa.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	LHB Rabbit pAb
Note/Alias	LHB; CGB4; HH23; LSH-B; LSH-beta; subunità beta della lutropina; Lutropin subunit beta
Specie	Umano
GenelD (Umano)	3972
GenelD	3972
Immunogeno	Proteina Ricombinante corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 21-141 della LHB umana (NP_000885.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività Incrociata	Umano
SWISS	P01229
Peso Proteico	15kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio