

Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Lxr Beta/Ner Per Wb, Elisa - P55055

Numero articolo: CM0026162



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio validato KD che si targeting su LXR beta/NER umano (NR1H2). Ideale per applicazioni Western Blot ed ELISA negli studi sul metabolismo del colesterolo e sulla regolazione trascrizionale. SWISS: P55055.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	[KD Validated] LXR beta/NER Rabbit pAb
Note/Alias	NER; UNR; LXRB; LXR-b; NER-I; RIP15; NR1H2
Specie	Umano
Gene ID	7376
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli amminoacidi 1-100 del LXR beta/NER umano (NP_009052.4)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano
SWISS	P55055
Peso proteico	51kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio