

Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Lxr Beta/Ner Per Wb, If/Icc, Elisa - P55055

Numero articolo: CM0023103



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio LXR beta/NER, validato per WB, IF/ICC, ELISA, reagisce con umano, topo, ratto. Bersaglia il recettore degli ossisteroli LXR-beta per ricerche sui recettori nucleari e sul metabolismo del colesterolo.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	LXR beta/NER Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	NER; UNR; LXRB; LXR-b; NER-I; RIP15; NR1H2
Specie	Umano
GeneID (Umano)	7376
GeneID	7376
Immunogeno	Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli aminoacidi 180-260 di LXR beta/NER umano (NP_009052.4).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P55055
Peso proteico	51kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio