


Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Lxr α Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q13133

Numero articolo: CM0011290



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio contro LXR α umano (Q13133), adatto per WB, IHC-P, IF/ICC e ELISA. Reagisce in modo crociato con topo e ratto. LXR α è un recettore nucleare chiave per la regolazione dell'omeostasi del colesterolo.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	LXR α Rabbit mAb
Note/Alias	LXRA; LXR-a; RLD-1; LXR α
Specie	Uomo
ID gene	10062
Immunogeno	Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 1-100 di LXR α umano (Q13133).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	Q13133
Peso proteico	50kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio