


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Lxr α Per Wb Ed Elisa - Q13133

Numero articolo: CM0019495



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio di alta qualità diretto contro il recettore degli ossisteroli umano LXR-alfa (recettore X del fegato alfa), validato per Western blot ed ELISA. Reagisce anche con topo e ratto. Ideale per la ricerca sull'omeostasi del colesterolo e sulla segnalazione dei recettori nucleari.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	LXR α Rabbit pAb
Note/alias	LXRA; LXR-a; RLD-1; LXR α
Specie	Umana
ID del gene	10062
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 160-230 di LXR α umano (NP_005684.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo, topo, ratto
SWISS	Q13133
Peso della proteina	50 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante