

Anticorpo Monoclonale Anti-Ly-6G Per Fc - P35461

Numero articolo: CM0012463

introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio diretto contro Ly-6G murino (Gr-1), validato per la citometria a flusso. Ideale per l'immunofenotipizzazione dei granulociti nel midollo osseo murino e in altri tessuti.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	anticorpo monoclonale di coniglio anti-Ly-6G murino
Note/Alias	Gr1; Gr-1; Ly-6G
Specie	Topo
GeneID (umano)	80740
GeneID	546644
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 27-134 di Ly-6G murino (NP_001297367.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività crociata	Topo
SWISS	P35461
Peso della proteina	28 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante