

Anti-Ly-6G Coniglio Anticorpo Policlonale Per Wb, If-P, Elisa - P35461

Numero articolo: CM0023721

introduzione

Ly-6G Coniglio pAb è un anticorpo policlonale validato per WB, IF-P ed ELISA. Rileva specificamente il Ly-6G di topo, una proteina ancorata al GPI espressa nel midollo osseo, ideale per studi sulle cellule mieloidi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Specifiche
Nome Prodotto	Ly-6G Coniglio pAb
Note/Alias	Gr1; Gr-1; Ly-6G
Specie	Mouse
GeneID	546644
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 27-105 del Ly-6G di topo (NP_001297367.1)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IF-P, ELISA
Reattività Incrociata	Mouse
SWISS	P35461
Peso Proteico	14kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio