

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Ly6E Per Wb, If/Icc, Elisa - Q16553

Numero articolo: CM0018602

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro LY6E umano (RIG-E/SCA-2); validato per WB, IF/ICC, ELISA; presenta reattività crociata con topo e ratto. Ideale per la ricerca sulla segnalazione dei linfociti T e sull'ingresso dei coronavirus.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	LY6E Rabbit pAb
Note/alias	RIGE; SCA2; RIG-E; SCA-2; TSA-1; LY6E
Specie	Umano
GenelD (umano)	4061
GenelD	4061
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 21-101 di LY6E umano (NP_002337.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Topo, ratto
SWISS	Q16553
Peso della proteina	14 kDa
Spedizione	Sacchetto refrigerante