


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Ly75 (Dec-205/Cd205) Per Wb/Elisa - O60449

Numero articolo: CM0017031



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio direzionato contro LY75 (DEC-205, CD205) umano, ottenuto contro proteina ricombinante (aa 216-501). Validato per WB e ELISA con reattività crociata verso uomo e topo. Adatto per studi sul recettore endocitico.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	LY75 Rabbit pAb
Annotazioni/Alias	CD205; LY-75; CLEC13B; DEC-205; GP200-MR6; LY75
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	4065
GeneID	4065
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 216-501 di LY75 umano (NP_002340.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo
SWISS	O60449
Peso proteico	198kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio