

## Anticorpo Policlonale Anti-Ly86 Per Wb, Ihc-P, Elisa - O95711

Numero articolo: CM0030217



### introduzione

CamelBio offre anticorpo policlonale coniglio anti-LY86 (MD-1) validato per WB, IHC-P ed ELISA. Reagisce con LY86 umana e murina. Ideale per la ricerca sull'immunità innata e sulla segnalazione LPS.

[Ulteriori informazioni](#)

| Parametro           | Valore                                                                                                                      |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome del prodotto   | LY86 pAb coniglio                                                                                                           |
| Osservazioni/Alias  | MD1; MD-1; MMD-1; dj80N2.1; LY86                                                                                            |
| Specie              | Umano                                                                                                                       |
| GeneID (Umano)      | 9450                                                                                                                        |
| GeneID              | 9450                                                                                                                        |
| Immunogeno          | Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 21-162 di LY86 umana (NP_004262.1) |
| Fonte               | Coniglio                                                                                                                    |
| Categoria           | Anticorpi policlonali                                                                                                       |
| Applicazione        | WB, IHC-P, ELISA                                                                                                            |
| Reattività crociata | Umano, Mouse                                                                                                                |
| SWISS               | O95711                                                                                                                      |
| Peso proteico       | 18kDa                                                                                                                       |
| Spedizione          | Borsa del ghiaccio                                                                                                          |