

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Ly86 Per Wb, Elisa - O95711

Numero articolo: CM0019856



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio di alta qualità diretto contro LY86 umano (MD1). Validato per WB ed ELISA, con reattività crociata con il topo. Ideale per la ricerca sull'immunità innata e sull'infiammazione.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	LY86 Rabbit pAb
Note/Alias	MD1; MD-1; MMD-1; dJ80N2.1; LY86
Specie	Umano
GeneID (umano)	9450
GeneID	9450
Immunogeno	Peptide sintetico
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, topo
SWISS	O95711
Peso della proteina	18 kDa
Spedizione	Sacchetto refrigerante