


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Ly96 Per Wb, Elisa - Q9Y6Y9

Numero articolo: CM0024430



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro LY96 (MD-2) umano, validato per WB e ELISA; reagisce crociato con il topo. Uno strumento essenziale per lo studio della segnalazione LPS/TLR4 e dell'immunità innata.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	LY96 Rabbit pAb
Note/Alias	MD2; MD-2; ly-96; ESOP-1; LY96
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	23643
GeneID	23643
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 19-160 di LY96 umano (NP_056179.3).
Provenienza	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Topo
SWISS	Q9Y6Y9
Peso proteico	19 kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio