


Anticorpo Policlonale Anti-Lyn Per Wb, Elisa - P07948

Numero articolo: CM0023162



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro Lyn umano (JTK8, p53Lyn, p56Lyn) validato per WB ed ELISA; reagisce con campioni umani, di topo e di ratto. Ideale per lo studio della segnalazione delle cellule B e della regolazione immunitaria.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Specifica
Nome Prodotto	Lyn Rabbit pAb
Note/Alias	JTK8; p53Lyn; p56Lyn; Lyn
Specie	Umano
GeneID (Umano)	4067
GeneID	4067
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-240 di Lyn umano (NP_002341.1).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P07948
Peso Proteico	59kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio