

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Lypla1 Per Wb, Ihc-P, Elisa - O75608

Numero articolo: CM0031032



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio LYPLA1 validato per WB, IHC-P e ELISA. Rileva l'acil-proteina tioesterasi 1 (25 kDa) umana e murina, un regolatore chiave della palmitoilazione proteica e del metabolismo dei lisofosfolipidi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	LYPLA1 Rabbit pAb
Note / Alias	APT1; LPL1; APT-1; LPL-I; hAPT1; LYPLA1
Specie	Umana
ID genico (Umano)	10434
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-230 di LYPLA1 umano (NP_006321.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività incrociata	Umana, Murina
SWISS	O75608
Peso proteico	25 kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio