

Anticorpo Monoclonale Anti-Lisozima (Lyz) Per Wb, Ihc-P, Elisa - P61626

Numero articolo: CM0003032



introduzione

Anticorpo monoclonale ricombinante contro il Lisozima C umano (LYZ) validato per WB, IHC-P, ELISA. Adatto per studi sull'immunità innata, la difesa antimicrobica e la ricerca sull'amiloidosi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	mAb Coniglio anti-Lisozima (LYZ)
Note/Alias	LZM; LYZF1; Lisozima (LYZ)
Specie	Umano
GeneID (Umano)	4069
GeneID	4069
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 1-100 del Lisozima umano (LYZ) (NP_000230.1).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P61626
Peso Molecolare Proteina	17kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio