

Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Lizozima (Lyz) Per Wb, If-P, Elisa - P61626

Numero articolo: CM0002221



introduzione

Anticorpo monoclonale ricombinante di coniglio contro il Lizozima C umano (LYZ). Validato per WB, IF-P, ELISA; reagisce crociato con il topo. Bersaglia l'enzima batteriolitico nella ricerca sull'immunità innata.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	Lizozima (LYZ) Rabbit mAb
Note/Alias	LZM; LYZF1; Lizozima (LYZ)
Specie	Umana
ID gene (Uomo)	4069
Immunogeno	Peptide sintetico Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli amminoacidi 1-100 del Lizozima umano (LYZ) (P61626).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IF-P, ELISA
Reattività crociata	Umana, Topo
SWISS	P61626
Peso proteico	17 kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio