


Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Lysrs/Kars Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa - Q15046

Numero articolo: CM0009758



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio anti-LysRS/KARS per la rilevazione della lisil-tRNA sintetasi in campioni umani, murini e di ratto mediante WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA. Ideale per materie prime IVD e applicazioni di ricerca.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	LysRS/KARS mAb di coniglio
Note/alias	KRS; KARS; KARS2; LEPID; CMTRIB; DEAPLE; DFN89; LysRS/KARS
Specie	Umano
GeneID (umano)	3735
GeneID	3735
Immunogeno	Proteina ricombinante
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Reattività crociata	Umano, topo, ratto
SWISS	Q15046
Peso della proteina	68 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante