

## Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Lyve1 Per Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - Q8Bhc0

Numero articolo: CM0005050



### introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio specifico per LYVE1 di topo per WB, IF-P, IHC-P e ELISA. Rileva LYVE1 di topo e ratto (34 kDa), un recettore linfatico endoteliale per l'acido ialuronico coinvolto nel trasporto di HA e nell'adesione cellulare.

[Ulteriori informazioni](#)

| Parametro           | Valore                                                                                                                           |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome prodotto       | LYVE1 Rabbit mAb                                                                                                                 |
| Note/Alias          | Xlkd1; Lyve-1; Crsbp-1; 1200012G08Rik; Lyve1                                                                                     |
| Specie              | Topo                                                                                                                             |
| GeneID (umano)      | 10894                                                                                                                            |
| GeneID              | 114332                                                                                                                           |
| Immunogeno          | Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 30-228 di Lyve1 di topo. (NP_444477.2). |
| Origine             | Coniglio                                                                                                                         |
| Categoria           | Anticorpi monoclonali                                                                                                            |
| Applicazione        | WB, IF-P, IHC-P, ELISA                                                                                                           |
| Reattività crociata | Topo, Ratto                                                                                                                      |
| SWISS               | Q8BHC0                                                                                                                           |
| Peso proteico       | 34 kDa                                                                                                                           |
| Spedizione          | Sacco di ghiaccio                                                                                                                |