

Anticorpo Policlonale Anti-Lyve1 Da Coniglio Per Wb E Elisa - Q8Bhc0

Numero articolo: CM0018907



introduzione

L'anticorpo policlonale Lyve1 da coniglio è un pAb di coniglio ottenuto contro Lyve1 di topo (aa 30-228), validato per Western blot e ELISA, con reazione crociata con topo e ratto. Ideale per studiare la funzione del recettore 1 ialuronano endoteliale linfatico e il trasporto di ialuronano.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	Lyve1 pAb da coniglio
Note/Alias	Xlkd1; Lyve-1; Crsbp-1; 1200012G08Rik; Lyve1
Specie	Topo
GeneID	114332
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 30-228 di Lyve1 di topo (NP_444477.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Topo, Ratto
SWISS	Q8BHC0
Peso proteico	34kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio