


Anticorpo Policlonale Rabbit Anti-Lyve1 Per Wb, Elisa - Q9Y5Y7

Numero articolo: CM0025601



introduzione

Anticorpo policlonale rabbit che riconosce LYVE1 (recettore dell'acido ialuronico endoteliale dei vasi linfatici 1) per applicazioni Western blot e ELISA. Reagisce con campioni umani e di topo, ideale per la ricerca sui vasi linfatici e l'ialuronano.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Specifica
Nome prodotto	LYVE1 Rabbit pAb
Note/Alias	HAR; XLKD1; LYVE-1; CRSBP-1; LYVE1
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	10894
GeneID	10894
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 20-238 di LYVE1 umano (NP_006682.2)
Origine	Rabbit (Coniglio)
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività incrociata	Uomo, Topo
SWISS	Q9Y5Y7
Peso proteico	35kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio