

Anticorpo Policlonale Anti-Lyzl6 Per Wb E Elisa - 075951

Numero articolo: CM0016900

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che si targeting su LYZL6 umano, validato per Western blot (WB) ed ELISA. Adatto per la ricerca sulla fertilità e antimicrobica, rileva una proteina di ~17 kDa da campioni di testicolo e spermatozoi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	LYZL6 Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	LYC1; LYZB; UNQ754; PRO1485; TKAL754; HEL-S-6a; LYZL6
Specie	Umano
Gene ID (Umano)	57151
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 20-148 di LYZL6 umano (NP_065159.1)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano
SWISS	075951
Peso proteico	17kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio