

Anti-Lztr1 Coniglio Anticorpo Policlonale Per Wb, Elisa - Q8N653

Numero articolo: CM0024950



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio LZTR1 validato per WB ed ELISA. Rileva LZTR1 umano, murino e ratto, un adattatore specifico per substrato del complesso ligasi E3 ubiquitina BCR che regola la segnalazione Ras-MAPK. Ideale per la ricerca in oncologia e malattie dello neurosviluppo.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	LZTR1 Coniglio pAb
Osservazioni/Alias	NS2; NS10; BTBD29; LZTR-1; SWNTS2; LZTR1
Specie	Umano
GeneID (umano)	8216
GeneID	8216
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 300-545 di LZTR1 umano (NP_006758.2)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Mouse, Ratto
SWISS	Q8N653
Peso Proteico	95kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio